



MediWin CB



Aggiornamenti in MediWin CB

Aggiornamenti in MediWin CB

Non appena i dati aggiornati sono pronti per l'installazione, nella barra inferiore della finestra principale di CB appare il seguente messaggio:




Fare clic su questo pulsante, oppure accedere tramite **Setup > Utilità > Aggiornamenti**.

Fare clic su **Cercare aggiornamenti**, quindi, nello stesso luogo su **x Aggiornamenti disponibili**.




Spuntare gli aggiornamenti desiderati. Poi fare clic su **Installare**:



Può seguire il progresso dell'installazione.

A seconda dell'aggiornamento, potrebbe essere necessario selezionare ulteriori opzioni, ad esempio quando si aggiorna il Compendio.

Una volta completata l'installazione, fare clic su **Uscire**.



The screenshot shows a window titled "[908] - Controllo aggiornamenti" with the subtitle "Selezionare gli aggiornamenti da installare". It contains a table with the following data:

	Nome	Versione installata	Nuova versione	Progressione	Stato
<input type="checkbox"/>	Compendio		22.10.2024		
<input type="checkbox"/>	ZSR	12.12.2016	16.10.2024		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tariffa supplementare	21.10.2012	08.11.2022		Installato

At the bottom of the window, it displays "Totale selezionato: 1 aggiornamento" and two buttons: "Installare" and "Uscire". The "Uscire" button is highlighted with a yellow border.